


# 超低温保存箱


## I系列使用手册



卧式保存箱



立式保存箱



### 目录

#### 使用之前

产品特点	1
部件名称	2
功能介绍	3

#### 开始启用

使用前准备	5
开机运行及使用调节	6

#### 保养与维修

故障原因和排除	8
售后服务	9

#### 技术数据及接线图

电器接线图	11
技术数据	12

专用号: 0070503222

VC532236

使用前请仔细阅读本说明书

请注意保存

## 产品特点

- 精确的温度控制  
微电脑控制，温度数字显示
  - 安全控制系统  
三种故障报警（高、低温报警、低电压报警）  
两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）  
数字显示运行参数
  - 独特的制冷系统  
全密闭型压缩机，运行平静可靠  
独特的多工质混合制冷技术  
超厚高密度保温层，保温效果良好
  - 人性化设计  
设置测试孔，便于实验操作  
大屏幕数字温度显示，便于观察  
试料分类分层存放，便于存取操作  
脚轮设计，便于移动
- 可选配件（需特殊订购）
- 温度记录仪，便于永久记录运行参数
  - 二氧化碳备用系统，特殊情况下保证试料正常状态

## 告 用 户 书

尊敬的海尔用户：

感谢你使用海尔的产品。

海尔产品集高、精、尖于一体，质量优，性能佳。为了方便您的使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。

自始至终，海尔“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论遇到什么问题，请按照保修证的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您使用海尔产品，介绍海尔产品。


海尔——真诚到永远

由于产品改进，您所得到的海尔超低温保存箱可能与本说明书信息不完全一致，仅此致谦。


注：本产品只适合在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制

■ 部件名称


卧式保存箱



立式保存箱



## 功能介绍



### 指针键：

用于温度设定。设定温度时，先按浏览键，选择需要的功能后按该指针键。此时，显示屏上出现两位数字。按指针键可选择任其一位进行改动。

### 数显键：

用于设定或调整温度值。按该键设定所需温度数值。

### 实际温度

如果将浏览键设定在实际温度档位，即可显示保存箱内部实际温度。在完成设定温度操作后，应使用浏览键将指示灯设定在实际温度档位。

### 运行开关

运行开关(钥匙)在保存箱显示面板上。选择按键位置可接通、断开压机或使其具有设定功能。

### 温度设定

该键用来设定箱内所需要的温度。按该键时，以前设定的温度即被显示。按指针键和数显键，可重新设定所需温度。

### 低温报警

该键用来设定低温报警点。当箱内温度低于低温报警点温度时，保存箱会发出报警声，同时，低温报警指示灯亮。设定低温报警时，按浏览键选择菜单，将指示灯设定在低温报警档位。按指针键和数显键设定所需温度。设定温度不得低于最低限制温度。再按浏览键可返回至显示当前保存箱温度。

### 高温报警

该键用来设定高温报警点。当箱内温度高于高温报警点温度时，保存箱会发出报警声，同时，高温报警指示灯亮。采用与设定低温报警相同的方法改变最高温度。最高设定温度不得高于最高限制温度。再按浏览键可返回至显示当前保存箱温度。

### 浏览

该键用来根据菜单指令设定、校正和检查保存箱的温度。设定温度时，运行源开关应设在设定档位，按浏览键选择菜单。

### 报警

实际温度超过高、低温设置报警点或发生断电时，保存箱发出报警声并显示报警图标，同时报警指示灯亮。按该键可取消报警声。

温度过高、温度过低或断电时保存箱发出报警声。

### 高温报警灯

温度过高时，该指示灯亮。

### 低温报警灯

温度过低时，该指示灯亮。

## 使用前准备

超低温保存箱（以下简称保存箱）使用之前，必须保证电源电压符合规定（检查保存箱上的电压规格说明）。保存箱应水平摆放，适当调整水平调节螺栓，以保证机器的正常使用。

设定温度达到后，压缩机停止工作，风扇保持常转状态。当箱内温度回升高于设定温度范围时，压缩机重新恢复运转。

### <1>放置

将保存箱放置在坚固、水平的地面上，周围环境必须在摄氏5-30度之间。保存箱应在通风良好、相对湿度小于80%的地方使用，且无阳光直射、灰尘和震动。保存箱安装完毕后，应先静置2小时以后再接通电源使用。

**\*\* 如放置环境不符合上述要求，可能导致保存箱损坏。**

### <2>安装

保存箱靠墙时，应保持至少30厘米的距离，以保证空气流通良好。

### <3>接通电源

保存箱应使用220V/50Hz的专用电源，这对于保存箱的工作状态至关重要。电压过高或过低会造成压缩机和/或其他电器零部件故障。要使用专线，避免电路超载造成危险。可使用最长3米能承载250V/15A电源的连线。电源连线不得扭曲或受压。

保存箱接通电源之前，应参照低温保存箱后背铭牌上有关电气的规定，确认电源符合要求。同时，接线图位于保存箱的后部。任何时候的电源电压不得超过规定值10%以上，低温保存箱技术规格见具体规定。

### <4> 接地

保存箱在使用前必须接地

当电源电压为220伏时，检查接地端是否正确。

当电源没有接地时，应请专业技术人员进行处理。

**\*\* 注意：不要将保存箱地线与煤气管道、电话线或照明线连接。**

## 开机运行及使用调节

### <1> 开机运行

- 1) 保存箱正确安装以后，将运行开关旋至中间的设定档位。  
注意：显示屏显示保存箱的实际温度。
- 2) 按浏览键，直到指示灯移至温度设定位置。
- 3) 按指针键使指示灯移至数显值的某一位置，按数显键调整该位置温度数值。  
最后，通过指针键和数显键调整温度设定值。
- 4) 按浏览键检查低温报警。必要时，按指针键和数显键对低温报警进行修正。
- 5) 按浏览键检查高温报警。必要时，按指针键和数显键对高温报警进行修正。
- 6) 设定完成后，再按浏览键将指示灯指向实际温度档位，显示器显示当前保存箱的实际温度。
- 7) 最后将运行开关设到开的位置，并将运行开关钥匙拉出，防止其他人调整温度。

### <2> 使用调节

#### 设备各型号出厂前的预先设定值

设备型号	预先设定值	预先设定值	预先设定值	设备型号	预先设定值
BD-270LT-86L-I	设定点-71℃	BD-196LT-65W-I	设定点-55℃	BD-195LT-40W-I	设定点-31℃
BD-370LT-86L-I		BD-296LT-65W-I		BD-295LT-40W-I	
BD-480LT-86L-I		BD-396LT-65W-I		BD-395LT-40W-I	
BD-600LT-86L-I		BD-496LT-65W-I		BD-495LT-40W-I	
BD-730LT-86L-I	低温报警点 -90℃	BD-596LT-65W-I	低温报警点 -70℃	BD-595LT-40W-I	低温报警点 -50℃
BD-190LT-86W-I		BD-266LT-65L-I		BD-265LT-40L-I	
BD-290LT-86W-I		BD-366LT-65L-I		BD-365LT-40L-I	
BD-390LT-86W-I		BD-486LT-65L-I		BD-485LT-40L-I	
BD-490LT-86W-I	高温报警点 -40℃	BD-606LT-65L-I	高温报警点 -30℃	BD-605LT-40L-I	高温报警点 -10℃
		BD-726LT-65L-I		BD-725LT-40L-I	

必要时，按以下方式可以将改变以上设定：

#### a) 显示或改变高温限制点时：

- 1) 按浏览键，将指示灯锁定在高温报警，然后，按指针键至数显值某一位。  
按数显键设定所需的高温温度。
- 2) 设定完成后，按浏览键，直到指示灯指向实际温度档位，同时显示保存箱当前温度。

b) 显示或改变低温限制点：

1) 按浏览键，将指示灯锁定在低温报警，然后，按指针键至数显值某一位。

按数显键设定所需的高温温度。

2) 设定完成后按浏览键，直到指示灯移至实际温度档位，同时显示保存箱当前温度。

### <3> 使用要求

超低温保存箱用于储藏目的时，当环境温度在5℃到30℃时，保存箱的制冷系统可安全运转。

注意：该产品不能作速冻箱使用。储存大量液体或含水分较多的物品时，保存箱内部的温度会上升，同时，频繁开门会导致压缩机工作时间延长，从而破坏储存物品的质量。

应避免长时间打开保存箱门/盖，容易造成保存箱内部温度升高，给压缩机造成不必要的损失。

存放物品以前，应按规定开机。存放冷冻物品时，温控器的设定温度不应高于冷冻物品的温度。

注意：违反以上要求或在保存箱中存放过多物品会造成压缩机超负荷运转，同时，因温度上升而造成存放物品的损坏。

❗ 该冷藏箱应由专人负责，每天检查冷藏箱的运行状况并记录，若出现箱内温度偏高或偏低等现象，应将物品转移至其它冷藏箱内，直至故障排除方可重新储存物品。



## 故障原因和排除

### 1) 电压不稳

显示板显示“LO-V”,此时电压低于205伏。保存箱使用电源电压应在 215 伏和225伏之间,否则,压缩机的工作效率将受到严重影响,甚至会停止工作。

措施:出现“LO-V”,可采用措施来增加电压,达到符合要求的电压范围

### 2) 环境温度超过30℃时

显示板显示“CLEAN”,此时环境温度超过30℃或者压缩机通风不顺畅,这种情况会凝结压缩机产生的热量,造成对冷凝器和其他部件的损坏。

措施:环境温度超过30℃时,打开室内门窗和保存箱中所有的排风出口进行空气流通。如有必要,可打开空调器进行降温。

### 3) 环境温度低于0℃时

环境温度低于0℃时,压缩机内部的润滑油会发生凝结,从而影响压缩机的工作。电器在低于0℃的环境中使用,易发生故障。

措施:环境温度低于0℃,应想办法使环境温度高于5℃。

### 4) 实际温度低于低温报警温度

显示板显示“LO-T”,此时箱内实际温度低于设定的低温报警温度。

措施:调整低温报警温度,使实际温度在其范围之内。

### 5) 实际温度高于高温报警温度

显示板显示“HI-T”,此时箱内温度高于设定的高温报警温度。

措施:调整高温报警温度,使实际温度在其范围之内。

### 6) 不能正常供电

显示板显示“BATE”此时电源不能供电。

措施:不能正常给压机供电,此时应考虑用CO<sub>2</sub>供给系统或者将测试品转移到安全地方。

### 7)箱内温度升幅太大

显示板显示“LOAD”，此时箱体的门打开时间过长，或者箱内样品太大。

措施：检查箱体的门是否开着。当你放置物品时,请放入适量物品并尽可能的短时间内都放入。

### 8)低温保存箱灰尘太多

保存箱灰尘太多会对冷凝器造成损坏。由于保存箱使用的是风冷式冷凝系统，过多灰尘会影响压缩机的工作效率，并造成电机零部件的损坏。

措施：灰尘太多时，去掉前面排风扇上的罩子，用软毛刷清除保存箱底部冷凝器和过滤网上的灰尘。

### 9)低温保存箱在潮湿的环境使用时

保存箱如果在潮湿的环境中使用，会造成保存箱中电器零件的损坏、短路或漏电。

措施：保存箱在潮湿环境中应用时，应使用除湿器，或用干毛巾擦拭保存箱表面。

## 售后服务

a) 低温保存箱完全不能运转或不制冷：

- 1) 电源连线是否完好；
- 2) 温度设定是否正确；
- 3) 保存箱周围是否有热源；
- 4) 保存箱周围通风条件是否良好。

b) 低温保存箱噪音大或发出奇怪的声音：

- 1) 保存箱是否安装在坚实和平整的地面；
- 2) 声音是否由压缩机发出？

该产品运行时比家用电冰箱运行时发出的声音要大；

3) 运转时是否有蜂鸣声？

制冷系统因采用了风扇电机，运转时会发出一定的声音；

4) 是否有流水声？


流水声是制冷剂流经毛细管时发出的。

c) 保存箱表面产生水珠。环境潮湿的时候，潮气接触保存箱时，保存箱表面常常会出现水珠，这属于正常现象。只要将保存箱表面擦干即可。

d) 保存箱内壁结霜

- 1) 摆放物品时应保证保存箱内部足够的空气流通空间；
- 2) 水分含量高的物品在存放前应妥善密封；
- 3) 检查保存箱门/盖是否长时间打开，或门/盖未正确关闭；
- 4) 开门/盖过于频繁；
- 5) 门封需要清洗；
- 6) 同时放入过多温度较高的物品。

# 电器接线图



## I 系列立式保存箱

产品型号	额定电源	额定功率	制冷剂	温度范围	外形尺寸	内部尺寸	空箱重量	有效容积
BD-270LT-86L-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a	-40~-80℃	920x900x1740	600x480x960	262	270
BD-370LT-86L-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		920x900x2060	600x480x1280	316	370
BD-480LT-86L-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		920x1050x2060	600x630x1280	368	480
BD-600LT-86L-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		1070x1050x2060	750x630x1280	410	600
BD-730LT-86L-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		1070x1180x2060	750x760x1280	450	730
BD-266LT-65L-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a	-20~-65℃	920x900x1740	600x480x960	262	266
BD-366LT-65L-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		920x900x2060	600x480x1280	334	366
BD-486LT-65L-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		920x1050x2060	600x630x1280	286	486
BD-606LT-65L-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		1070x1050x2060	750x630x1280	410	606
BD-726LT-65L-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		1070x1180x2060	750x760x1280	450	726
BD-265LT-40L-I	220V/50Hz	1/2HP	R23/R508a	-20~-40℃	920x900x1740	600x480x960	262	265
BD-365LT-40L-I	220V/50Hz	1/2HP	R23/R508a		920x900x2060	600x480x1280	316	365
BD-485LT-40L-I	220V/50Hz	1/2HP	R23/R508a		920x1050x2060	600x630x1280	368	485
BD-605LT-40L-I	220V/50Hz	1/2HP	R23/R508a		1070x1050x2060	750x630x1280	400	605
BD-725LT-40L-I	220V/50Hz	1/2HP	R23/R508a		1070x1180x2060	750x760x1280	450	725

## I 系列卧式保存箱

产品型号	额定电源	额定功率	制冷剂	温度范围	外形尺寸	内部尺寸	空箱重量	有效容积
BD-190LT-86W-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a	-40~-86℃	1280x790x1030	570x500x670	197	190
BD-290LT-86W-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		1590x790x1030	870x500x670	216	290
BD-390LT-86W-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		1880x790x1030	1170x500x670	236	390
BD-490LT-86W-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		2180x790x1030	1470x500x670	286	490
BD-196LT-65W-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a	-20~-65℃	1280x790x1030	570x500x670	197	196
BD-296LT-65W-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		1590x790x1030	870x500x670	216	296
BD-396LT-65W-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		1880x790x1030	1170x500x670	236	396
BD-496LT-65W-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		2180x790x1030	1470x500x670	286	496
BD-596LT-65W-I	220V/50Hz	2 x 1/2HP	R23/R508a		2480x790x1030	1770x500x670	311	596
BD-195LT-40W-I	220V/50Hz	1/2HP	R23/R508a	-20~-40℃	1280x790x1030	570x500x670	197	195
BD-295LT-40W-I	220V/50Hz	1/2HP	R23/R508a		1590x790x1030	870x500x670	216	295
BD-395LT-40W-I	220V/50Hz	1/2HP	R23/R508a		1880x790x1030	1170x500x670	236	395
BD-495LT-40W-I	220V/50Hz	1/2HP	R23/R508a		2180x790x1030	1470x500x670	286	495
BD-595LT-40W-I	220V/50Hz	1/2HP	R23/R508a		2480x790x1030	1770x500x670	300	595



## **青岛海尔特种电冰柜有限公司**

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：(0532)5847220 传真：(0532)5847239 邮编：266555